

EASY GRIP® HE SD



Conexão
Digital Implant

IDEAL PARA ESPAÇOS ESTREITOS, SUA PLATAFORMA
PROTÉTICA HE SD QUE GARANTE ESTABILIDADE E PRECISÃO

Short - 977006

Long - 9770007




CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Biplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 1.8

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula
- Espaços reduzidos



Torque de Instalação
recomendado de **45N.cm**




Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente

Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 3.3

- 521310 - 3,3x10
- 521311 - 3,3x11,5
- 521313 - 3,3x13
- 521315 - 3,3x15



HEX. EXTERNO

EASY GRIP® HE SD

Ø3,3

exocad®

exocad® / inLab

	Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária	Unitária - Múltipla
Healing Caps	MU - Micro Unit Mini Pilar	EC - Esteticone	UB - UCLA Base	TiBase Small	Scan inL Sirona® inLab
 Ø4,0 124083 - 3,0mm 124084 - 4,0mm 124085 - 5,5mm 124087 - 7,0mm	 Ø4,8 Torque 20Ncm 132081 - 1,0mm 132082 - 2,0mm 132083 - 3,0mm 132084 - 4,0mm 220080 17" 148082 - 2,0mm 148083 - 3,0mm	 Ø4,8 Torque 20Ncm 022081 - 1,0mm 022082 - 2,0mm 022083 - 3,0mm 17" 161082 - 2,0mm 161083 - 3,0mm	 Ø3,8 Torque 30Ncm Ucla calcinável implante 056081 c/ Hex 055081 s/ Hex Ucla Base Cromo Cobalto 056532 - CrCo c/ Hex 056529 - CrCo s/ Hex	 Ø3,8 Torque 30Ncm 4.7 3.5 306002 Small (S) 306554 - 0,5mm 306555 - 1,5mm 306556 - 2,5mm 306793 - 1,5x6mm	 Micro Unit Mini Pilar MU-in Rosca 1.4 157004 957267 inL MU 035001 Ti Cement inL
Transfer Convencional (gesso)	 103000 - Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta)	 100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado c/ Hex. (Mold. Aberta)	 057080 (Mold. Fechada) Ø4,0mm	 118080 025080 (Mold. Aberta) Ø4,0mm	 TiBase S Scan Body inL 957057 - Small / white 957059 - Small / grey
Scan Conect Digital (Peek Medical)	 957253 Scan Conect MU	 957259 c/ Hex Scan Conect EC	 957239 Scan Conect HE SD	 957257 - Small Scan Conect TBS	
Análogos (gesso/digital)	 013410	 013414	 013404	 013415	
Parafusos	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	Rosca 1.4 Torque 20Ncm 011004	Rosca 1.8 Torque máximo 30Ncm 119084		
Provisórios	 159004	 112004 - Titânio s/ Hex múltiplos 170004 - Titânio c/ Hex unitário	 137084 - Titânio c/ Hex unitário 008084 - Titânio s/ Hex múltiplos		
Cilindros (copings)	 144001 - Calcinável 055096 - CrCo Cromo-Cobalto 144004 TiLaser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso fenda	 Calcinável 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	 Ø3,5 Torque 20Ncm 205081 - 1,0mm 205082 - 2,0mm Cápsula 205083 - 3,0mm 205084 - 4,0mm 205085 - 5,5mm 203200 - Esp. O'Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anel Esp. Anel 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro 201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring	 Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio	
Tampas de Proteção	 095000	 098000			

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO

É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:

- O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
- Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G M 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
- Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:

- SC Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
- TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
- inL Scan inL (somente sobre abutment)

A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas



DentalCAD

Conexão
Biblioteca Digital

