


KIT STARTFLEX®



Sistemas

- Morse: NP, FIT e SL,
- Hexágono Externo: RD e SD,
- Short HE e Short NP/BLT

Diâmetros - Ø3,5 - Ø3,75



Conexão
Digital Implant

Código do produto explodiado **716292**

Características

- Desenvolvido para acomodar os instrumentos cirúrgicos para instalação dos implantes Conexão
- Confeccionado em polissulfona, material que permite ser autoclavado
- Disponibiliza um protocolo de perfuração gravado no kit para instalação dos implantes correspondente com a marcação das fresas

COMPOSIÇÃO KIT STARTFLEX®

934401	Fresa Master Lanca Ø2,0	99624299	Pino de Paralelismo Ø 2/2,4/2,8
934403	Fresa Master Ø2,4	40300099	Surgical Torque Wrench
934404	Fresa Master Ø2,8	99102099	Adaptador Quadrado
934405	Fresa Master Ø3,2	977004	Chave Master NP - Short
934406	Fresa Master Ø3,4	977000	Chave Master HE Fit - Short
934407	Fresa Master Ø3,6	977006	Chave Master SD SL - Short
99000099	Extensor de Fresas	06510099	Extension Fitness - Short
07020099	Chave Digital Hexagonal 0,9mm Media	06520099	Extension Fitness - Medium
07120099	Chave Digital Hexagonal 1,2mm Media	950060	Caixa Organizadora Start Flex