

# FLASH® NP PTERY



**Conexão**  
Digital Implant

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA REABILITAÇÃO ORAL EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO,  
GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM CASOS DE ATROFIA ÓSSEA!

Short - 977004

Long - 977005



## CARACTERÍSTICAS

### Características Gerais

- Colar reduzido para aumentar a espessura óssea na cervical do implante
- Espiras com alto poder de corte
- Angulação Interna: 24°
- Rosca interna M 1.6
- Bioplatform® (tipo switch)

### Principais Indicações

- Implantação múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Preferencialmente maxila

**Fresas escalonadas EX**  
933409 - Ø1.8/2.0/2.4  
933410 - Ø1.8/2.4/2.8



### Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 3.5

Ø 4.3

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 527318 - 3,5 x 18 | 527718 - 3,75 x 18 |
| 527321 - 3,5 x 21 | 527721 - 3,75 x 21 |
| 527324 - 3,5 x 24 | 527724 - 3,75 x 24 |

Torque de Instalação  
recomendado de **60N.cm**

| exocad®                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Múltipla                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| MU - Micro Unit<br>Mini Pilar                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Sonda Gingival</b></p> <p>Ø1.4<br/>124213 - 3,0mm<br/>124215 - 5,0mm<br/>124211 - 7,5mm</p> <p>Ø1.0<br/>122213 - 3,0mm<br/>122215 - 5,0mm<br/>122211 - 7,5mm</p> <p>Ø1.0<br/>122115 - 5,0mm<br/>Linha 0</p> <p>128003</p> | <p><b>Healing Caps</b></p> <p>157104</p> <p>17°<br/>148102 - 2,5mm<br/>148103 - 3,5mm</p> <p>30°<br/>032103 - 3,5mm<br/>032104 - 4,5mm</p> <p>45°<br/>343142 - 4,5mm</p> <p>60°<br/>343143 - 5,5mm</p> |
| <p><b>Transfer Convencional (gesso)</b></p> <p>103000<br/>Cônico (unid. Peleto)</p> <p>014000<br/>Quadrado (unid. aberto)</p>                                                                                                   | <p><b>Scan Conect Digital (Peek Medical)</b></p> <p>957253<br/>Scan Conect HP</p>                                                                                                                      |
| <p><b>Análogos DG (Digital / Gesso)</b></p> <p>013410</p>                                                                                                                                                                       | <p><b>Parafusos</b></p> <p>Rosca 1.6<br/>157004<br/>p/ metal</p> <p>Torque 20Nm<br/>158004<br/>Parafuso p/ metal</p> <p>Rosca 1.6<br/>020157<br/>Exclusivo p/ Enxofre, Duralis</p>                     |
| <p><b>Provisórios</b></p> <p>158004 - Titânio múltiplos</p>                                                                                                                                                                     | <p><b>Cilindros (copings)</b></p> <p>050006 - Coa<br/>Cromo-Cobalto</p> <p>144004<br/>Ti-Laser</p> <p>036001<br/>Ti-Cement</p> <p>144008<br/>Ti-Cement EX</p>                                          |
| <p><b>Tampas de Proteção</b></p> <p>095000</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |

exocad® / InLab

Unitária - Múltipla

Scan InL  
Sirona® InLab

**Micro Unit**  
Mini Pilar

Rosca 1.6  
157104

957267  
InL HP

035001  
Ti-Cement InL



DentalCAD



**IMPORTANTE:** ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO  
É obrigatório identificar e informar conforme ao laboratório:  
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan InL);  
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,3° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...); ou  
• Sobre qual Abutment (TBase S - TBase L - MU - MB - EC - UND - UB ...)

**TIPOS DE SCAN:**  
• SC - Scan Conect escanear sobre implante ou sobre abutment;  
• TS - Transfer Scan escanear sobre implante ou sobre abutment;  
• InL - Scan InL, somente sobre abutment;  
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital da prótese em geral.

MORSE INDEXADO 24° - FLEX GOLD® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0 | SHORT® NP - Ø3,75 - 4,3

FLASH® NP - Ø3,5 - 4,3 - 5,0


TORQ® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0



exocad®

exocad® / inLab

Sonda Gengival  
Healing Caps



Abutment

| Múltipla                                                                      |  |                                                                                                        | Unitária - Múltipla |                                                                                                                                | Unitária | Unitária - Múltipla                      |  | Unitária                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MB - Multi Base                                                               |  | MU - Micro Unit<br>Mini Pilar                                                                          |                     | EC - Esteticone                                                                                                                |          | UMD - Universal<br>Modular Digital       |  | UB - UCLA Base<br>CrCo                                                                                                                                                              |  | TiBase<br>Small Large                                                                                             |  |
| Ø3,8 Torque 30Ncm                                                             |  | Ø4,8 Torque 30Ncm                                                                                      |                     | Ø4,8 Torque 30Ncm                                                                                                              |          | Ø3,5 Torque 30Ncm                        |  | Ø3,8 Torque 30Ncm                                                                                                                                                                   |  | Ø3,8 Torque 30Ncm Ø4,5                                                                                            |  |
|                                                                               |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |  |
| 230009 - Quadrado (Mold. Aberta)                                              |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |  |
| 230007 - Cônico (Mold. Fechada)                                               |  | 103000 Cônico (Mold. Fechada)                                                                          |                     | 094000 Quadrado (Mold. Aberta)                                                                                                 |          | 100000 - Cônico (Mold. Fechada)          |  | 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex)                                                                                                                                             |  | 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)                                                                           |  |
|                                                                               |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                               |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |  |
| 013411                                                                        |  | 013410                                                                                                 |                     | 013414                                                                                                                         |          | 013412                                   |  | 013401                                                                                                                                                                              |  | 013415 Small, 013416 Large                                                                                        |  |
| Rosca 1.6 Torque 20Ncm                                                        |  | Rosca 1.4 Torque 20Ncm                                                                                 |                     | Rosca 1.4 Torque 20Ncm                                                                                                         |          | Rosca 1.4 Torque 20Ncm                   |  | Rosca 1.6 Torque 30Ncm                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                               |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |  |
| 230006 Titânio múltiplos                                                      |  | 159004 - Titânio múltiplos                                                                             |                     | 112004 - Titânio s/ Hex múltiplos                                                                                              |          | 170004 - Titânio c/ Hex unitário         |  | 137104 - Titânio Index Ø4,5                                                                                                                                                         |  | 137154 - Titânio Index Ø3,5, 137124 Linha Zero Titânio s/ Hex                                                     |  |
|                                                                               |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  |                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                   |  |
| 055097 CrCo, 230004 Ti-curto, 230011 Ti Cement EX, 230010 Calcinável Ti-longo |  | 144001 - Calcinável, 144005 - CrCo Cromo-Cobalto, 144004 TiLaser, 036001 TiCement, 144008 Ti Cement EX |                     | Calcinável 105001 - s/ Hex, 106001 - c/ Hex, Ti Cement 105004 - s/ Hex, 055034 - c/ Hex, CrCo 055095 - s/ Hex, 055094 - c/ Hex |          | Calcinável c/ Hex 107413, 107417, 107422 |  | Pilar O' Ring                                                                                                                                                                       |  | Barra Clips                                                                                                       |  |
| 230002                                                                        |  | 095000                                                                                                 |                     | 098000                                                                                                                         |          | 099405                                   |  | Ø4,0 Torque 30Ncm                                                                                                                                                                   |  | Ø2,0 x 25mm                                                                                                       |  |
|                                                                               |  |                                                                                                        |                     |                                                                                                                                |          |                                          |  | 203200 - Esp. O'Ring, 203000 - Esp. Micro, 208000 - Anel Esp., 207000 - Micro Anel, 203300 - Cápsula O' Ring, 203100 - Micro Cápsula, 201000 - Anel O' Ring, 202000 - Micro O' Ring |  | 200100 - Clip Reto, 200200 - Clip 35graus, 200300 - Clip 70graus, 204000 - Barra Acrílico, 400204 - Barra Titânio |  |


**IMPORTANTE:** ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO  
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:  
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)  
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou  
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

**TIPOS DE SCAN:**  
• SC Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)  
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)  
• inL Scan inL (somente sobre abutment)  
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.


[www.conexao.com.br/bibliotecas](http://www.conexao.com.br/bibliotecas)

Scan inL  
Sirona® inLab

Micro Unit  
Mini Pilar



Multi Base



TiBase S



TiBase L



DentalCAD

Conexão  
Biblioteca Digital

