

SHORT® CM NP BLT



Conexão
Digital Implant

IDEAL PARA ESPAÇOS ESTREITOS, SUA PLATAFORMA
PROTÉTICA CM NP QUE GARANTE ESTABILIDADE E PRECISÃO

Short - 977004

Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Cone Morse Indexado NP
- Angulação Interna: 24°
- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Bioplatform® (tipo switch)
- Rosca Interna: M 1.6

Principais Indicações

- Implantações unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata




Torque de Instalação
recomendado de **60N.cm**



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
73% + resistente



Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 4.3

58076099 - 4,3x5,5

Ø 5.0

56845599 - 5,0x5,5

MORSE INDEXADO 24° - FLEX GOLD® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0 | SHORT® NP - Ø3,75 - 4,3

FLASH® NP - Ø3,5 - 4,3 - 5,0


TORQ® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0



exocad®

exocad® / inLab

Sonda Gengival
Healing Caps



Abutment

Múltipla			Unitária - Múltipla		Unitária	Unitária - Múltipla		Unitária				
MB - Multi Base			MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone		UMD - Universal Modular Digital		UB - UCLA Base CrCo		TiBase Small Large	
Ø3,8 Torque 30Ncm			Ø4,8 Torque 30Ncm		Ø4,8 Torque 30Ncm		Ø3,5 Torque 30Ncm		Ø3,8 Torque 30Ncm		Ø3,8 Torque 30Ncm Ø4,5	
230009 - Quadrado (Mold. Aberta) 230007 - Cônico (Mold. Fechada)			103000 Cônico (Mold. Fechada) 094000 Quadrado (Mold. Aberta)		100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)		021001 Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)		957274 (Mold. Aberta) Transfer Scan TS (Ti) 026103 (Mold. Aberta) Ø3,6mm 028103 (Mold. Fechada) Ø3,6mm 028105 (Mold. Fechada) Ø4,6mm			
 957255 Scan Connect MB			 957253 Scan Connect MU		 957259 c/ Hex Scan Connect EC		 957261 Scan Connect UMD		 957232 Scan Connect NP		 957257 - Small Scan Connect TBS 957258 - Large Scan Connect TBL	
 013411			 013410		 013414		 013412		 013401		 013415 Small 013416 Large	
Rosca 1.6 Torque 20Ncm 			Rosca 1.4 Torque 20Ncm 		Rosca 1.4 Torque 20Ncm 		Rosca 1.4 Torque 20Ncm 		Rosca 1.6 		Torque 30Ncm	
					 				 		9 7 5 4 Base Digital 	
 230004 Ti-curto 230011 Ti Cement EX 230010 Calcinável 230005 Ti-longo			144001 - Calcinável 144005 - CrCo Cromo-Cobalto 144004 TiLaser 036001 TiCement 144008 Ti Cement EX * Utilizar parafuso fenda		 		 107413 107417 107422 Aparafusada Cimentada 4mm Cimentada 6mm		Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm 		Barra Clips Ø2,0 x 25mm	


IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.


www.conexao.com.br/bibliotecas

Scan inL
Sirona® inLab

Micro Unit
Mini Pilar



Multi Base



TiBase S



TiBase L



DentalCAD

Conexão
Biblioteca Digital

