

ZIGOFLAT® HE RD



Conexão
Digital Implant

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA REABILITAÇÃO ORAL EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO,
GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM CASOS DE ATROFIA ÓSSEA!

Short - 977000

Long - 9770001



CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Hexágono Externo RD
- Região cervical: Cilíndrico
- Região apical: Cônico
- Permite sub-instrumentação
- Rosca Interna: M 2.0

Principais Indicações

- Implantação múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação maxila



Torque de Instalação
recomendado de **45N.cm**

Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 4.0

501430 - 4,0 x 30	501440 - 4,0 x 40	501450 - 4,0 x 50
501432 - 4,0 x 32,5	501442 - 4,0 x 42,5	501452 - 4,0 x 52,5
501435 - 4,0 x 35	501445 - 4,0 x 45	501455 - 4,0 x 55
501437 - 4,0 x 37	501447 - 4,0 x 47,5	

	Múltipla	
	MU - Micro Unit Mini Pilar	
	04.8	Torque 20Ncm
	2 peças 132321 1,0mm 132322 2,0mm 132323 3,0mm 132324 4,0mm 132325 5,5mm	
Transfer Convencional (gesso)	103000 Cônico (mod. Fechado)	044000 Quadrado (mod. Aberto)
Scan Connect Digital (Peek Medical)	957253 Scan Connect M2	
Análogos DG (Digital / Gesso)	013410	
Parafusos	Rosca 1.4 137004 Ti Metal	Torque 20Ncm 158004 Fenda p/ Metal Rosca 1.4 020157 Exclusivo p/ Extrat. Zircona
Provisórios	159004 Titânio múltipla	
Cilindros (copings)	144001 - Cônico 050096 - G6 Corno-Cabeça	* Utilizar parafuso fenda 144004 Ti-Laser 036001 Ti-Germent 144008 Ti-Germent EX
Tampas de Proteção	095000	

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan iNL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M. 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - LMD - LD ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC - Scan Connect (escaneado sobre implante ou sobre abutment)
• TS - Transfer Scan (escaneado sobre implante ou sobre abutment)
• iNL - Scan iNL (escaneado sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

exocad® / inLab

Unitária - Múltipla

Scan iNL
Sirona® inLab

Micro Unit
Mini Pilar

Rosca 1.4
157004
957267
V6, M2
035001
Ti-Germent iNL



DentalCAD



www.conexao.com.br/digitalizacao



HEX. EXTERNO - FLEX GOLD® HE RD - Ø 3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0 | SHORT® HE RD - Ø4,3 - 5,0

EASY GRIP® HE RD - Ø3,75 - 4,0 - 5,0

exocad®

exocad® / inLab

Healing Caps

Ø4,5
115023 - 3,0mm
115024 - 4,0mm
115025 - 5,5mm
115027 - 7,0mm

Ø5,0
122023 - 3,0mm
122024 - 4,0mm
122025 - 5,5mm
122027 - 7,0mm

Abutment

	Múltipla			Unitária - Múltipla	Unitária - Múltipla	Unitária
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone	UB - UCLA Base	TiBase Large
	Ø3,8 Torque 20Ncm	Ø4,8 Torque 20Ncm		Ø4,8 Torque 20Ncm	Ø4,5 Torque 30Ncm	Ø5,0 Torque 30Ncm
	 230030 - 1,0mm 230031 - 2,0mm 230032 - 3,0mm 230033 - 4,0mm	 Solid 132041 - 1,0mm 132042 - 2,0mm 132043 - 3,0mm 132044 - 4,0mm	 2 peças 132021 - 1,0mm 132022 - 2,0mm 132023 - 3,0mm 132024 - 4,0mm	 220020 022021 - 1,0mm 022022 - 2,0mm 022023 - 3,0mm	 Ucla Calcínvel Implante 056021 - acrílico c/ Hex 055021 - acrílico s/ Hex	 4.7 3.5 119024 Large L 306549 - 0,5mm 306550 - 1,5mm 306551 - 2,5mm 306788 - 1,5x6mm
Transfer Convencional (gesso)	 230009 - Quadrado (Mold. Aberta) 230007 - Cônico (Mold. Fechada)	 103000 Cônico (Mold. Fechada)	 094000 Quadrado (Mold. Aberta)	 100000 - Cônico (Mold. Fechada) 023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)	 025020 (Mold. Aberta) Ø4,5mm	 057020 (Mold. Fechada) Ø5,0mm
Scan Conect Digital (Peek Medical)	 957255 Scan Conect MB	 957253 Scan Conect MU		 957259 c/ Hex Scan Conect EC	 957237 Scan Conect HE RD	 957258 - Large Scan Conect TBL
Análogos DG (Digital / Gesso)	 013411	 013410		 013414	 013403	 013416
Parafusos	Rosca 1.6 Torque 20Ncm  230003	Rosca 1.4 Torque 20Ncm  157004 p/ Metal  158004 Fenda p/ Metal  020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	Rosca 1.4  011004	Rosca 1.4 Torque 20Ncm  011004	Rosca 2.0  Hexagonal 119024  Quadrado 121024	Torque máximo 30Ncm  121024
Provisórios	 230006 Titânio múltiplos	 159004 Titânio múltiplos		 112004 - Titânio s/ Hex múltiplos  170004 - Titânio c/ Hex unitário	 137024 - Titânio c/ Hex unitário  008024 - Titânio s/ Hex múltiplos	Base Digital  9 306804 7 HE RD Ti Cement E 5 Rotacional 4
Cilindros (copings)	 055097 CrCo  230004 Ti - curto  230011 Ti Cement EX  230010 Calcínvel  230005 Ti - longo	 144001 - Calcínvel  055096 - CrCo Cromo-Cobalto  144004 Ti Laser  036001 Ti Cement  144008 Ti Cement EX	 * Utilizar parafuso fenda  5 4*  7 5 4*	 Acrílico 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex  Ti Cement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex  CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm  205021 - 1,0mm 205022 - 2,0mm 205023 - 3,0mm 205024 - 4,0mm  203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro  208000 - Anel Esp. 207000 - Micro Anel  203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula  201000 - Anel O' Ring 202000 - Micro O' Ring	
Tampas de Proteção	 230002	 095000		 098000	Barra Clips  Ø2,0 x 25mm  200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio	

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

Unitária - Múltipla
Scan inL Sirona® inLab
Micro Unit Mini Pilar
 Rosca 1.4 157004  MU-in 957267 inL MU 035001 Ti Cement inL
Multi Base
 Rosca 1.6 230003  MB-IN 957266 inL MB 230004 Ti - curto 230005 Ti - longo
TiBase L
 957058 - Large / white 957060 - Large / grey
DentalCAD
Conexão Biblioteca Digital
