

ZIGOMAX® HI



Conexão
Digital Implant

A SOLUÇÃO PERFEITA PARA REABILITAÇÃO ORAL EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO,
GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM CASOS DE ATROFIA ÓSSEA!

CARACTERÍSTICAS

Características Gerais

- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Hexágono interno indexado
- Rosca interna M 1.8
- Bioplatform® (tipo switch)

Principais Indicações

- Implantação múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação maxila

Tratamento de Superfície POROUS®

Ø 4.0

501430 - 4,0 x 30	501440 - 4,0 x 40	501450 - 4,0 x 50
501432 - 4,0 x 32,5	501442 - 4,0 x 42,5	501452 - 4,0 x 52,5
501435 - 4,0 x 35	501445 - 4,0 x 45	501455 - 4,0 x 55
501437 - 4,0 x 37	501447 - 4,0 x 47,5	

Chave Instalação
993012



Torque de Instalação
recomendado de **60N.cm**

exocad®

Múltipla	
MU - Micro Unit Mini Pilar	
Ø4,8	Torque 20Ncm
220090	17° 148072 - 2,0mm 148073 - 3,0mm
	30° 032073 - 3,0mm 0,32074 - 4,0mm
103000 Cônico (Mold. Fechada)	094000 Quadrado (Mold. Aberta)
Scan Conect Digital (Peek Medical)	957253 Scan Conect MU
Análogos (gesso/digital)	013410
Parafusos	Rosca 1,4 157004 p/ Metal 158004 Fenda p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia
Provisórios	159004 Titânio múltiplos
Cilindros (copings)	144001 - Calcinável 055096 - CoCo Cromo-Cobalto 144004 TiLaser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX 095000
Tampas de Proteção	

IMPORTANTE:

ESCANEAAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan InL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,3° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:


- SC Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
 - TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
 - InL Scan InL (somente sobre abutment)
- A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

exocad® / inLab

Unitária - Múltipla

Scan InL
Sirona® inLab

Micro Unit
Mini Pilar



DentalCAD



www.conexao.com.br/bibliotecas



HEXÁGONO INTERNO

AR® HI


Ø 3,75 - 4,0 - 5,0

Conexão Digital
Implant

exocad®

exocad® / inLab

Sonda
Gengival



Healing Caps



Ø5,0
122073 - 3,0mm
122074 - 4,0mm
122075 - 5,5mm
122077 - 7,0mm

Abutment

Transfer
Convencional
(gesso)

Scan Connect
Digital
(Peek Medical)

Análogos
(gesso/digital)

Parafusos

Provisórios

Cilindros
(copings)

Tampas de
Proteção

Múltipla		Unitária - Múltipla		Unitária - Múltipla		Unitária		Unitária - Múltipla	
MB - Multi Base		MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone		UB - UCLA Base CrCo		TiBase Large	
Ø3,8 Torque 20Ncm		Ø4,8 Torque 20Ncm		Ø4,8 Torque 20Ncm		Ø4,5 Torque 30Ncm		Ø5,0 Torque 30Ncm	
 230050 - 0,5mm 230051 - 1,0mm 230052 - 2,0mm 230053 - 3,0mm 230054 - 4,0mm		 Solid 136131 - 1,0mm 136132 - 2,0mm 136133 - 3,0mm 136134 - 4,0mm>  2 peças 136071 - 1,0mm 136072 - 2,0mm 136073 - 3,0mm 136074 - 4,0mm>  17° 148072 - 2,0mm 148073 - 3,0mm		 022071 - 1,0mm 022072 - 2,0mm 022073 - 3,0mm>  17° 161072 - 2,0mm 161073 - 3,0mm		 Ucla Base Cromo Cobalto 056533 - CrCo c/ Hex  056526 - CrCo s/ Hex		 4.7 3.5 119094 Large L 306559 - 0,5mm 306561 - 1,5mm 306562 - 2,5mm 306799 - 1,5x6mm	
230009 - Quadrado (Mold. Aberta)  230007 - Cônico (Mold. Fechada) 		103000 Cônico (Mold. Fechada)  094000 Quadrado (Mold. Aberta) 		100000 - Cônico (Mold. Fechada)  023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex) 167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex) 		 125070 (Mold. Fechada) Ø5,0mm 		 118090  125071 (Mold. Aberta) Ø5,0mm	
 957255 Scan Connect MB		 957253 Scan Connect MU		 957259 c/ Hex Scan Connect EC		 957014 Scan Connect HI		 957258 - Large Scan Connect TBL	
 013411		 013410		 013414		 013405			
Rosca 1.6 Torque 20Ncm  230003		Rosca 1.4 Torque 20Ncm  157004 p/ Metal  158004 Fenda p/ Metal  020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia		Rosca 1.4 Torque 20Ncm  011004		Rosca 1.8 Torque 30Ncm  119094			
 230006 Titânio múltiplos		 159004 Titânio múltiplos		 112004 - Titânio s/ Hex múltiplos  170004 - Titânio c/ Hex unitário		 137074 - Titânio c/ Hex unitário			
 230010 Calcínável  055097 CrCo  230011 Ti Cement EX		144001 - Calcínável  055096 - CrCo Cromo-Cobalto  144004 Ti Laser  036001 Ti Cement  144008 Ti Cement EX		Calcinável 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex TiCement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex		Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Ncm  205071 - 1,0mm 205072 - 2,0mm 205073 - 3,0mm 205074 - 4,0mm		Barra Clips  Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Reto 200200 - Clip 35graus 200300 - Clip 70graus 204000 - Barra Acrílico 400204 - Barra Titânio	
 230002		 095000		 098000					

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO
É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:
• O Scan Conexão utilizado (Scan Connect, Transfer Scan ou Scan inL)
• Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
• Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:
• SC Scan Connect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• TS Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
• inL Scan inL (somente sobre abutment)
A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

www.conexao.com.br/bibliotecas