

FLASH® NP



Conexão
Digital Implant

DISEÑO INNOVADOR PARA UNA INSERCIÓN RÁPIDA Y PRECISA, CON
TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA COMPACTACIÓN ÓSEA Y DISIPACIÓN DE

Short - 977004

Long - 977005




CARACTERÍSTICAS

Características Generales

- Cuello reducido para aumentar el grosor óseo en la región cervical del implante
- Espiras con alto poder de corte
- Angulación interna: 24°
- Rosca interna: M 1.6
- Web® (ampliación del contacto óseo)
- Bioplatform® (tipo switch platform)

Principales Indicaciones

- Implantaciones unitarias, parciales y múltiples
- Protocolo convencional y carga inmediata
- Preferiblemente maxilar



Torque de Inserción
Recomendado **60N.cm**



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
(73% más resistente)

Tratamiento de Superficie VULCANO®

Ø 3.5

547385 - 3,5x8,5
547310 - 3,5x10
547311 - 3,5x11,5
547313 - 3,5x13
547315 - 3,5x15

Ø 4.3

547485 - 4,3x8,5
547410 - 4,3x10
547411 - 4,3x11,5
547413 - 4,3x13
547415 - 4,3x15

Ø 5.0

547585 - 5,0x8,5
547510 - 5,0x10
547511 - 5,0x11,5
547513 - 5,0x13
547515 - 5,0x15

Tratamiento de Superficie POROUS®

Ø 3.5

527385 - 3,5x8,5
527310 - 3,5x10
527311 - 3,5x11,5
527313 - 3,5x13
527315 - 3,5x15

Ø 4.3

527485 - 4,3x8,5
527410 - 4,3x10
527411 - 4,3x11,5
527413 - 4,3x13
527415 - 4,3x15

Ø 5.0

527585 - 5,0x8,5
527510 - 5,0x10
527511 - 5,0x11,5
527513 - 5,0x13
527515 - 5,0x15



MORSE INDEXADO 24° - FLEX GOLD® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0

SHORT® NP - Ø3,75 - 4,3

FLASH® NP - Ø3,5 - 4,3 - 5,0

TORQ® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0

exocad®

exocad® / inLab



Contrafuerte

Múltiple		Unitario - Múltiple	Unitario	Unitario - Múltiple	Unitario
MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar	EC - Esteticone	UMD - Universal Modulares Digitales	UB - UCLA Base CrCo	TiBase Corta Larga
Ø3,8 Torque 30Nm 230020 - 0,8mm 230021 - 1,5mm 230022 - 2,5mm 230023 - 3,5mm 230024 - 4,5mm	Ø4,8 Torque 30Nm 157104 Solid 136211 - 1,5mm 136212 - 2,5mm 136213 - 3,5mm 132095 - 5,5mm 136123 - 0,5mm E 2 partes 136101 - 1,5mm 136102 - 2,5mm 136103 - 3,5mm Linha 0 s/ Hex 136121 - 1mm 17° 148102 - 2,5mm 148103 - 3,5mm 30° 032103 - 3,5mm 032104 - 4,5mm	Ø4,8 Torque 30Nm 157104 022191 - 1,5mm 022192 - 2,5mm 022193 - 3,5mm 17° 161192 - 2,5mm 161193 - 3,5mm 30° 033193 - 3mm 033194 - 4mm	Ø3,5 Torque 30Nm 020129 020016 Extensión 023020 - 0,8mm 023021 - 1,5mm 023022 - 2,5mm 023023 - 3,5mm 023024 - 4,5mm 17° 023122 - 2,5mm 023121 - 2,5mm invert	Ø3,8 Torque 30Nm 056537 1,5mm 056540 Zero c/ Hex 056542 Zero s/ Hex	Ø3,8 Torque 30Nm 056537 1,5mm 056540 Zero c/ Hex 056542 Zero s/ Hex Ø4,5 020129 020016 Extensión 023020 - 0,8mm 023021 - 1,5mm 023022 - 2,5mm 023023 - 3,5mm 023024 - 4,5mm 17° 023122 - 2,5mm 023121 - 2,5mm invert 056537 1,5mm 056540 Zero c/ Hex 056542 Zero s/ Hex 0306507 - 0,8mm 0306508 - 1,5mm 0306509 - 2,5mm 0306510 - 3,5mm 0306511 - 4,5mm 0306745 - 0,8x6mm 0306500 - 0,8mm 0306501 - 1,5mm 0306502 - 2,5mm 0306503 - 3,5mm 0306504 - 4,5mm 0306738 - 0,8x6mm
Transfer Convencional (yeso) 230007 - Cuadrado (Mold. Abierto) 230007 - Cónico (Mold. Cerrado) 103000 Cónico (Mold. Cerrado) 094000 Cuadrado (Mold. Abierto)		100000 - Cónico (Mold. Cerrado) 023000 - Cuadrado (Mold. Abierto s/ Hex) 167000 - Cuadrado (Mold. Abierto c/ Hex)	021001 Cuadrado (Mold. Abierto c/ Hex)	957274 (Mold. Abierto) Transfer Scan TS (Ti) 026103 (Mold. Abierto) Ø3,6mm 028103 (Mold. Cerrado) Ø3,6mm 028105 (Mold. Cerrado) Ø4,6mm	
Scan Conect Digital (Vistazo Médico) 957255 Scan Conect MB	957253 Scan Conect MU	957259 c/ Hex Scan Conect EC	957261 Scan Conect UMD	957232 Scan Conect NP	957257 - Corta Scan Conect TBS 957258 - Larga Scan Conect TBL
Análogos DG (Digital / Yeso) 013411	013410	013414	013412	013401	013415 Corta 013416 Larga
Tornillos Hilo 1.6 Torque 20Nm 230003 Hilo 1.4 Torque 20Nm 157004 p/ Metal 158004 Abertura p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Círculo		Hilo 1.4 Torque 20Nm 011004	Hilo 1.4 Torque 20Nm 020016	Hilo 1.6 Torque 30Nm 156104	
Provisional 230006 Titanio múltiple	159004 - Titanio múltiple	112004 - Titanio s/ Hex múltiple 170004 - Titanio c/ Hex unitario	109006 - Titanio Index	137104 - Titanio Index Ø4,5 137154 - Titanio Index Ø3,5 137124 Línea Cero Titanio s/ Hex Base Digital 9 307025 NP Ti Cement E Rotacional 7 5 4	
Cilindros (cofia) 055097 CrCo 230004 Ti - corta 230011 Ti Cement EX 230010 Calcinable 230005 Ti - larga	144001 - Calcinable 055096 - CrCo Cromo-Cobalto 144004 TiLaser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Usar tornillo ranurado 5 4° 7 5 4°	Calcinable 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex TiCement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex	Calcinable c/ Hex 107413 107417 107422 Atomillado Cementado 4mm Cementado 6mm	Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Nm 203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anillo Esp. 207000 - Micro Anillo 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anillo O' Ring 202000 - Micro O' Ring	Barra Clips Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Derecho 200200 - Clip 35grados 200300 - Clip 70grados 204000 - Barra de Acrílico 400204 - Barra de Titánio
Cubiertas Protectoras 230002	095000	098000	099405		


IMPORTANTE: ESCANEAR DIGITAL E INFORMACIÓN PARA EL LABORATORIO
Es obligatorio identificar e informar correctamente al laboratorio
• El Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan o Scan inL)
• Sobre qué Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M. 16° - SL - HE RD - HE SD ...), o
• Sobre qué Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE ESCANEO:
• SC Scan Conect (Elegir: sobre implante o sobre abutment)
• TS Transfer Scan (Elegir: sobre implante o sobre abutment)
• inL Scan inL (solo sobre abutment)
La identificación incorrecta resultará en un error en el posicionamiento del analógico digital y prótesis en general.


Unitario - Múltiple

Scan inL
Sirona® inLab

Micro Unit
Mini Pilar



Multi Base



TiBase S



TiBase L



DentalCAD

Conexão
Livraria Digital

