

TORQ® NP



Conexão
Digital Implant

DISEÑO INNOVADOR PARA UNA INSERCIÓN RÁPIDA Y PRECISA, CON
TECNOLOGÍA QUE GARANTIZA COMPACTACIÓN ÓSEA Y DISIPACIÓN DE

Short - 977004

Long - 977005



CARACTERÍSTICAS

Características Generales

- Cuello reducido para aumentar el grosor óseo en la región cervical del implante
- Espiras con alto poder de corte
- Angulación interna: 24°
- Rosca interna: M 1.6
- Web® (ampliación del contacto óseo)
- Bioplatform® (tipo switch platform)

Principales Indicaciones

- Implantaciones unitarias, parciales y múltiples
- Protocolo convencional y carga inmediata
- Indicación dual: maxilar y mandíbula

Tratamiento de Superficie VULCANO®

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
545385 - 3,5x8,5	545785 - 3,75x8,5	545285 - 4,0x8,5	545585 - 5,0x8,5
545310 - 3,5x10	545710 - 3,75x10	545210 - 4,0x10	545510 - 5,0x10
545311 - 3,5x11,5	545711 - 3,75x11,5	545211 - 4,0x11,5	545511 - 5,0x11,5
545313 - 3,5x13	545713 - 3,75x13	545213 - 4,0x13	545513 - 5,0x13
545315 - 3,5x15	545715 - 3,75x15		



Torque de Inserción
Recomendado **60N.cm**



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)
(73% más resistente)

Tratamiento de Superficie POROUS®

Ø 3.5	Ø 3.75	Ø 4.0	Ø 5.0
525385 - 3,5x8,5	525785 - 3,75x8,5	525285 - 4,0x8,5	525585 - 5,0x8,5
525310 - 3,5x10	525710 - 3,75x10	525210 - 4,0x10	525510 - 5,0x10
525311 - 3,5x11,5	525711 - 3,75x11,5	525211 - 4,0x11,5	525511 - 5,0x11,5
525313 - 3,5x13	525713 - 3,75x13	525213 - 4,0x13	525513 - 5,0x13
525315 - 3,5x15	525715 - 3,75x15		



MORSE INDEXADO 24° - FLEX GOLD® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,3 - 5,0

SHORT® NP - Ø3,75 - 4,3

FLASH® NP - Ø3,5 - 4,3 - 5,0

TORQ® NP - Ø3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0

exocad®

exocad® / inLab

	Múltiple			Unitario - Múltiple		Unitario	Unitario - Múltiple		Unitario
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone		UMD - Universal Modulares Digitales	UB - UCLA Base CrCo		TiBase Corta Larga
Contrafuerte	 Ø3,8 Torque 30Nm 230020 - 0,8mm 230021 - 1,5mm 230022 - 2,5mm 230023 - 3,5mm 230024 - 4,5mm	 Ø4,8 Torque 30Nm Solid 136211 - 1,5mm 136212 - 2,5mm 136213 - 3,5mm 132095 - 5,5mm 136123 - 0,5mm E 2 partes 136101 - 1,5mm 136102 - 2,5mm 136103 - 3,5mm Linha 0 s/ Hex 136121 - 1mm 17" 148102 - 2,5mm 148103 - 3,5mm 30" 032103 - 3,5mm 032104 - 4,5mm		 Ø4,8 Torque 30Nm 022191 - 1,5mm 022192 - 2,5mm 022193 - 3,5mm 157104 17" 161192 - 2,5mm 161193 - 3,5mm 30" 033193 - 3mm 033194 - 4mm		 Ø3,5 Torque 30Nm 020016 Extensión 020129 17" 023122 - 2,5mm 023121 - 2,5mm invert 023020 - 0,8mm 023021 - 1,5mm 023022 - 2,5mm 023023 - 3,5mm 023024 - 4,5mm	 Ø3,8 Torque 30Nm 056537 1,5mm 056540 Zero c/ Hex 056542 Zero s/ Hex		 Ø3,8 Torque 30Nm 056537 1,5mm 056540 Zero c/ Hex 056542 Zero s/ Hex Ø4,5 036507 - 0,8mm 036508 - 1,5mm 036509 - 2,5mm 036510 - 3,5mm 036511 - 4,5mm 036745 - 0,8x6mm 156104 4,7 3,5 036500 - 0,8mm 036501 - 1,5mm 036502 - 2,5mm 036503 - 3,5mm 036504 - 4,5mm 036738 - 0,8x6mm
Transfer Convencional (yeso)	 230007 - Cónico (Mold. Cerrado) 230009 - Cuadrado (Mold. Abierto)	 103000 Cónico (Mold. Cerrado) 094000 Cuadrado (Mold. Abierto)		 100000 - Cónico (Mold. Cerrado) 023000 - Cuadrado (Mold. Abierto s/ Hex) 167000 - Cuadrado (Mold. Abierto c/ Hex)		 021001 Cuadrado (Mold. Abierto c/ Hex)	 957274 (Mold. Abierto) Transfer Scan TS (Ti) 026103 (Mold. Abierto) Ø3,6mm 028103 (Mold. Cerrado) Ø3,6mm 028105 (Mold. Cerrado) Ø4,6mm		
Scan Conect Digital (Vistazo Médico)	 957255 Scan Conect MB	 957253 Scan Conect MU		 957259 c/ Hex Scan Conect EC		 957261 Scan Conect UMD	 957232 Scan Conect NP		 957257 - Corta Scan Conect TBS 957258 - Larga Scan Conect TBL
Análogos DG (Digital / Yeso)	 013411	 013410		 013414		 013412	 013401		 013415 Corta 013416 Larga
Tornillos	 Hilo 1.6 Torque 20Nm 230003	 Hilo 1.4 Torque 20Nm 157004 p/ Metal 158004 Abertura p/ Metal 020157 Exclusivo p/ Estrut. Círculo	 Hilo 1.4 Torque 20Nm 011004	 Hilo 1.4 Torque 20Nm 020016		 Hilo 1.6 Torque 30Nm 156104			
Provisional	 230006 Titanio múltiple	 159004 - Titanio múltiple		 112004 - Titanio s/ Hex múltiple 170004 - Titanio c/ Hex unitario		 109006 - Titanio Index	 137104 - Titanio Index Ø4,5 137154 - Titanio Index Ø3,5 137124 Línea Cero Titanio s/ Hex 9 Base Digital 307025 NP Ti Cement E Rotacional		
Cilindros (cofia)	 055097 CrCo 230004 Ti - corta 230011 Ti Cement EX 230010 Calcinable 230005 Ti - larga	 144001 - Calcinable 055096 - CrCo 144004 Ti Laser 036001 Ti Cement 144008 Ti Cement EX * Usar tornillo ranurado		 Calcinable 105001 - s/ Hex 106001 - c/ Hex TiCement 105004 - s/ Hex 055034 - c/ Hex CrCo 055095 - s/ Hex 055094 - c/ Hex		 Calcinable c/ Hex 107413 107417 107422 Atomillado Cementado 4mm Cementado 6mm	Pilar O' Ring Ø4,0 Torque 30Nm 203200 - Esp. O' Ring 203000 - Esp. Micro 208000 - Anillo Esp. 207000 - Micro Anillo 203300 - Cápsula O' Ring 203100 - Micro Cápsula 201000 - Anillo O' Ring 202000 - Micro O' Ring		Barra Clips Ø2,0 x 25mm 200100 - Clip Derecho 200200 - Clip 35grados 200300 - Clip 70grados 204000 - Barra de Acrílico 400204 - Barra de Titánio
Cubiertas Protectoras	 230002	 095000		 098000		 099405			

IMPORTANTE: ESCANEAO DIGITAL E INFORMACÃO PARA EL LABORATORIO
 Es obligatorio identificar e informar correctamente al laboratorio
 • El Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan o Scan inL)
 • Sobre qué Implante (NP 24° - FIT 11,5° - G.M. 16° - SL - HE RD - HE SD ...), o
 • Sobre qué Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE ESCANEO:
 • SC Scan Conect (Elegir: sobre implante o sobre abutment)
 • TS Transfer Scan (Elegir: sobre implante o sobre abutment)
 • inL Scan inL (solo sobre abutment)
 La identificación incorrecta resultará en un error en el posicionamiento del analógico digital y prótesis en general.

Unitario - Múltiple

Scan inL
Sirona® inLab

Micro Unit
Mini Pilar

957267 inL MU
035001 Ti Cement inL

Multi Base

957266 230004 230005 inL MB Ti - corta Ti - larga

TiBase S

Scan Body inL
957057 - Corta / blanco
957059 - Corta / gris

TiBase L

Scan Body inL
957058 - Larga / blanco
957060 - Larga / gris



DentalCAD

Conexão
Livraria Digital

